

# FICHE TECHNIQUE IDOS MEDISPRAY

CODE : IDOME

PRÊT A L'EMPLOI | | | | | | | | | | | |



**DÉSINFECTANT RAPIDE,  
ACTIF EN 30 SECONDES,  
NOTAMMENT SUR LE CORONAVIRUS.**

## BIOCIDE TP1, TP2, TP4

Préparation liquide prête à l'emploi à effet curatif

## CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : liquide fluide

Couleur : incolore

Odeur : neutre

odeur caractéristique de l'alcool

pH à l'état pur : 8,0 à 9,0

Densité à 20°C : 0,880 à 0,890

Solubilité : totale dans l'eau

## CONDITIONNEMENTS

Carton 6 x 750 ml - Pistolet

Carton 12 x 250 ml - Pistolet

Carton 12x1L - Cylindrique

Carton de 2x5L

## STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

## PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE UNIQUEMENT PROFESSIONNEL

Numéro d'appel d'urgence :  
ORFILA +33 (0)1 45 42 59 59

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

Date de création : 31/10/2017

Date de révision 5 : 02/04/2021

## NATURE CHIMIQUE

### Substances actives biocides :

- Ethanol (N° CAS 64-17-5) : 63.7g/100g
- Propan-2-ol (N° CAS 67-63-0) : 6.3g/100g

## USAGES ET PROPRIÉTÉS

**IDOS MEDISPRAY** est un désinfectant prêt à l'emploi à base d'alcool destiné à la maîtrise des risques microbiologiques en environnement médical (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, crèches, etc.). Il a été développé pour divers usages :

- Pour la désinfection des surfaces lavables telles que :
  - >> les plans de travail et paillasses, l'ameublement (placard des patients, lits, chaises et fauteuils, chariots...),
  - >> les lunettes de toilettes,
  - >> les plateaux repas,
  - >> les poignées de portes,
  - >> les banques réfrigérées, les réfrigérateurs,
  - >> et tout autre matériel médical en contact avec les patients et le personnel médical.

### POUR UN EFFET OPTIMAL, IL EST RECOMMANDÉ DE L'UTILISER ENTRE DEUX PATIENTS.

- Pour la désinfection des mains, afin d'éviter toute contamination croisée entre patients et le personnel soignant.

**IDOS MEDISPRAY** peut également être utilisé comme virucide sur les combinaisons de plongée.

**IDOS MEDISPRAY** ne contient pas d'aldéhyde ou de phénol. Son odeur neutre convient parfaitement pour les personnes sensibles aux parfums.

**IDOS MEDISPRAY** garantit un large spectre d'activité biocide, avec une rapidité d'action et laisse des surfaces parfaitement nettoyées sans trace.

**IDOS MEDISPRAY** convient pour le traitement hygiénique des mains par frictions (norme EN 1500) où la désinfection est préconisée. C'est à dire dans le cadre des soins apportés aux patients, par exemple : dans les hôpitaux, les centres de soins et cabinets médicaux ; mais aussi dans des infirmeries d'écoles, de jardins d'enfants et de maisons de retraite ; et également sur les lieux de travail.



