

# IDOS®

## MEDISPRAY

**ACTION RAPIDE**  
**30 secondes max.**  
**SANS RINÇAGE**

- Désinfectant PAE à action rapide (30 secondes maximum)
- Sans rinçage
- Contact alimentaire
- Sans aldéhyde ni phénol  
Odeur neutre



## DÉSINFECTION RAPIDE DES MAINS DÉSINFECTION DES SURFACES ET ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

RÉFÉRENTIEL EN 14885 - TABLEAU RÉCAPITULATIF DES NORMES

Bactéricidie	EN 13727	conditions saleté; 20°C; 30 sec.
Mycobactéricidie	EN 14348	conditions saleté; 20°C; 30 sec.
Fongicidie (Candida albicans)	EN 13624	conditions saleté; 20°C; 15 sec.
Virucidie Actif sur les virus H1N1 (grippe) Rota virus, Noro virus Virus enveloppés (Coronavirus et vaccinia)	selon la méthodologie de la norme NF EN 14476	conditions saleté; 20°C; 30 sec.

### IDOS MEDISPRAY

IDOME

Carton de 6 pistolets  
de 750 ML

FABRIQUÉ  EN FRANCE

**ELCO PHARMA**

**afaq**  
**ISO 9001**  
Qualité  
AFNOR CERTIFICATION